

Iglodržač TC - TUNGSTEN CARBIDE

1155TC/15 CRILE-WOOD 15cm 168 KM

1149TC/17 LICHTENBERG 17cm 227 KM

TC 3/0 - 5/0

- MANJE TROŠENJE - DULJE TRAJANJE - NAJBOLJA SIGURNOST ZA IGLE

Makazice za gingivu

802/12 savijene, 12cm 33 KM

8545C 12cm LA GRANGE 86 KM

8055C/12 ravan 12cm 86 KM

QR kod: više informacija

Makazice za gingivu-SET

9011 Sadržaj: IRIS 12cm, LA GRANGE micro-nazubljenost 12cm

SET 151,50 KM

SUPER CUT

Kohlea

1145/0 2,0mm

1145/1 2,8mm

1145/2 3,5mm

1145/3 3,8mm

Stezač matrica

595 UNIVERSAL 27,50 KM

597 IVORY 12 57 KM

584 IVORY 1 46 KM

Matrice

585/1 10,50 KM

585/2

585/3

IVORY kutija 12 komada

Ulje u olovci, set od 2 olovke

990

- precizni podmazivač za podmazivanje i zaštitu instrumenata od nehrđajućeg čelika - čist i precizan.
- sintetičko, visoko sofisticirano ulje je transparentno i bez mirisa.
- pogodno za sve postupke sterilizacije
- odobreno od USDA, FDA i DAB

SET 45 KM

Precizno i lako podmazivanje

Luxivatori

588/5 2,5mm ravan

588/1 3,0mm ravan

588/6 4,0mm ravan

588/2 5,0mm ravan

588/7 2,5mm savijen

588/3 3,0mm savijen

588/8 4,0mm savijen

588/4 5,0mm savijen

74 KM

86 KM

48,50 KM

Luxivatori
Dentalni instrument za odjeljivanje fiksnih zubnih ligamena. Krajnja ploha i oštar rub dopuštaju vrlo jednostavnu i laganu penetraciju u periodontalnu pukotinu. Luxivator se jedini koristi rotacijom i rezanjem, te dopušta da se izvrši vrlo jednostavno odjeljivanje od alveole. Dostupno u 8 različitih pokaznih verzija.

Podizači korijena

559/1 4,5mm

559/2 3,5mm

559/3 2,5mm

545/2 3,5mm

86 KM

48,50 KM

Disekcijske makaze

836 14cm savijene METZENBAUM 60 KM

868 11,5cm 64 KM

867/13.5 13,5cm 88,50 KM

Pod kutom

Makazice za konac

1924 452 KM

1804 WILIGER 35 KM

1805 WILIGER 35 KM

1865 53 KM

1866 79,50 KM

LS1867LA 66 KM

LA BANCA

579 vrlo fina, širina 1,8 mm 78 KM

Raspatorium

6mm

10mm

5mm

5mm

11mm

5mm

5mm

3,8mm

Kliješta za kost

1829 MINI-FRIEDMANN 202 KM

Korijenska kliješta

404 gornju čeljust BECK 227 KM

89 lijevi

90 desni

129,50 KM

ROG kliješta, gornja lijeva i desna

Rog ide duboko u bifurkaciju dok nazubljeni dio hvatišta palatinalno obuhvaća korijen da ne klizi. Omiljena kliješta mnogih stomatologa!

Kliješta za fragmentirane korijene

1209RH

1209-20RH 270 KM

SET 430 KM

1209-SET Sadržaj: 1209RH, 1209-20RH

QR kod: više informacija

Zubna kliješta set

E100

Sadržaj: 10 kliješta (6 gornjih i 4 donja)

841 KM

51A

67A

Gornja kliješta
Inicijalna Premolarska Molarska D Molarska L Korijenska Umnjačka

Donja kliješta
Premolarska Molarska Korijenska Umnjačka

84 KM

Podizači korijena-SET

547-SET Sadržaj: 547/1 - 2,8mm, 547/2 - 3,5mm, 547/3 - 4,0mm

344 KM

QR kod: više informacija

Držak skalpela

871A/3 13 KM

871B/11 58 KM

871B/15 75,50 KM

871B/15C 91 KM

871B/12D 91 KM

oštrica sa obadje strane

Oštrice skalpela, 100 kom.u pakiranju

871MB/67 10 kom.u pakiranju 84 KM

871MB/69 1 oštrica 19 KM

113 KM

75 KM

216 KM

Kutija za odlaganje oštrica skalpela

874 14,50 KM

za sigurno skidanje rabljenih oštrica skalpela, sa funkcijom deponiranja

Video o proizvodu

Mikro oštrice skalpela

LS871MH/6 113 KM

Mikro držak skalpela

1890/2 LANGENBECK 42x10mm 75 KM

1886 16cm 216 KM

1886 16cm 75 KM

216 KM

Kuke za rane

1890/2 LANGENBECK 42x10mm 75 KM

Univerzalni otvarač

1886 16cm 216 KM

1886 16cm 75 KM

216 KM

Pincete za tkivo

792/14.5 14,5cm 23 KM

792DE/16 16cm 41,50 KM

793/14.5 14,5cm 23 KM

793DE/18 18cm 70 KM

789 15cm 56 KM

797 15cm 50 KM

798A DE BAKY 15cm 68 KM

Zubna pinceta

770AS/2 COLLEGE 26,50 KM

773A/2 COLLEGE 17 KM

LS771A/2 COLLEGE 26,50 KM

650 MILLER, ravna, 16cm 34 KM

773C/2 MERIAM 17 KM

Pinceta za artikulacijski papir

650 MILLER, ravna, 16cm 34 KM

Nazubljena radna površina za bolji prihvat artikulacijskog papira

Sigurnosni stalak za karpul špricu

1075 SECURE 170 KM

Savršena sigurnost za Vas i Vaše djelatnike!

1950 samoaspirirajuća sa tri aspiracijske kuke 76 KM

1950-RS samoaspirirajuća sa tri aspiracijske kuke 151,50 KM

170 KM

76 KM

151,50 KM

170 KM

76 KM

151,50 KM

Šprica za intraligamentarnu anesteziju

1956 Cerviject 442 KM

DČ

GČ

okretanjem cilindra može se koristiti i za gornju i za donju čeljust

442 KM

1956 Cerviject 442 KM

okretanjem cilindra može se koristiti i za gornju i za donju čeljust

442 KM

1956 Cerviject 442 KM

okretanjem cilindra može se koristiti i za gornju i za donju čeljust

442 KM